

Ethanol Disinfection

Engangsklude med ethanol og tensid



Varenr.: 25067



Varenr.: 25069

Rengøring desinficerer i et trin
Hurtigt virkende
Nem at anvende
Effektiv mod Norovirus

Anvendelsesområder

Engangsklude til rengøring og desinfektion i en arbejdsgang. Kludene anvendes til aftøring af overflader, og kontaktpunkter på forskelligt udstyr.

Indvirkningstid mod vegetative bakterier gærsvampe og virus er 1 minut i henhold til Europæiske standarder.

Testrapport og dokumentation for desinfektionseffekt mod Norovirus ved 30 sek indvirkning kan rekvireres.

Ekspert vurderinger

Jvf. udtalelse fra CEI, december 2011 kan Wet Wipe Ethanol Disinfection anvendes til desinfektion af overflader, hvor der ønskes en reduktion af bakterie eller svampemængde, samt til desinfektionsopgaver ved Norovirus.

Bemærk

Wet Wipes engangsklude med ethanol klassificeres i henhold til ADR som UN3175 dvs. fast stof med indhold af brandfarlig væske. Dette betyder, at kludene er mindre brandfarlige end flydende ethanol produkter og kludene er derfor undtaget for Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring og ændring af brandfarlig væske.

Engangskludene produceres i to størrelser; maxi og mini.

Varenr. 25067: Ethanol Disinfection Maxi
Karton á 12 pakker
1 pakke indeholder 20 klude, 43×30 cm.

Varenr. 25069: Ethanol Disinfection Mini
Karton á 20 pakker
1 pakke indeholder 25 klude, 20×30 cm

Innhold

Ethanol	70,0 %
Tensid	< 0,1 %

Netto indholdet i en pakke er under 1 kg, som betyder at produktet kan transporteres uden farlig gods begrænsninger. Karton er derfor opmærket med LQ label.

Produceret i Tyskland. Sikkerhedsdatablad og brugsvejledning kan rekvireres.

Husk altid at læse brugsvejledningen før brug.